

Anticorpo Policlonale Anti-Istone H1T Per Wb, Ihc-P, Elisa - P22492

Numero articolo: CM0019971

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro l'istone H1t umano, un'istone linker specifico del testicolo. Confermato per WB, IHC-P ed ELISA con reattività verso campioni umani, murini e di ratto. Adatto per la ricerca sulla biologia della cromatina e sulla spermatogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-istone H1t
Note/alias	H1t; H1.6; H1FT; HIST1H1T; dj221C16.2
Specie	Umano
GeneID (umano)	H1
GeneID	3010
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 150 e 207 dell'istone H1t umano (NP_005314.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P22492
Peso della proteina	22 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante