


Anticorpo Monoclonale Anti-Istona H2A Per Wb, Ihc-P, Elisa - P04908/P0C0S8

Numero articolo: CM0008546



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia l'istona umana H2A (P04908/P0C0S8). Validato per WB, IHC-P, ELISA; reagisce in modo crociato con uomo, topo, ratto e presenta una reattività prevedibile su un'ampia gamma di specie. Ideale per la ricerca sulla cromatina e l'epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Istona H2A Rabbit mAb
Note/Alias	H2A.1; H2A.2; H2A/a; H2AC4; H2AFA; HIST1H2AE; Histone H2A
Specie	Uomo
GeneID (umano)	3012
GeneID	3012/8329
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 dell'istona H2A umana (P04908).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto, Altro (Ampia gamma prevista)
SWISS	P04908/P0C0S8
Peso proteico	14 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio