


Anticorpo Monoclonale Anti-Istone H2A.z Per Wb, Ip, Elisa, Chip - P0C0S5

Numero articolo: CM0004786



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro l'istone umano H2A.Z, validato tramite knockout, per WB, IP, ELISA, ChIP. Reagisce in modo crociato con uomo, topo, ratto e altre specie. Ideale per la ricerca sulla cromatina e l'epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Validato KO] Istone H2A.Z mAb di coniglio
Note/Alias	H2AZ; H2A.z; H2A/z; H2AFZ; H2A.Z-1; .Z
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3015
GeneID	3015
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 dell'istone umano H2A.Z (P0C0S5).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA, ChIP
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto, Altro (ampia gamma prevista)
SWISS	P0C0S5
Peso proteico	14kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio