


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Histone H3 Per Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - Q16695 / P68431

Numero articolo: CM0024391



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che targeting l'istone H3.1t umana (H3.4, H3/g). Adatto per WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA. Cross-reattività con topo, ratto e altre specie. Per la ricerca sulla cromatina ed epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	istone H3 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Istone H3
Specie	Umano
GeneID (umano)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Peptide sintetico; un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 36-136 dell'umano HIST3H3 (NP_003520.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto, Altro (Ampio spettro previsto)
SWISS	Q16695/P68431
Peso proteico	15 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio