

Anticorpo Monoclonale Anti-Hk1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P19367

Numero articolo: CM0006712



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro l'HK1 umano, validato per WB, IF/ICC e ELISA. Adatto per campioni umani, di topo e ratto. L'HK1 catalizza il primo passaggio della glicolisi e svolge un ruolo nell'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	HK1 Rabbit mAb
Note/Alias	HK; HKD; HKI; HXK1; NMSR; RP79; HMSNR; HK1-ta; HK1-tb; HK1-tc; NEDVIBA; esochinasi
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	3098
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-219 dell'HK1 umano (NP_000179.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P19367
Peso proteico	102kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio