

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Hla-Dqa1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P01909

Numero articolo: CM0023875



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio HLA-DQA1 validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con umano e topo. Bersaglia la catena alfa di classe II MHC coinvolta nell'elaborazione e presentazione dell'antigene. Ideale per la ricerca in immunologia e sulle malattie autoimmuni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio HLA-DQA1
Osservazioni/Alias	DQA1; DQ-A1; CELIAC1; HLA-DQA; HLA-DQB1; HLA-DQA1*; HLA-DQA1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3117
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-216 di HLA-DQA1 umano (NP_002113.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P01909
Peso Proteico	28kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio