

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Hla-Dra Per Wb, Ihc-P, Elisa - P01903

Numero articolo: CM0002475



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta specificità che mira all'HLA-DRA umano. Validato per WB, IHC-P ed ELISA, senza reattività crociata con altre specie. Rileva una banda a 29 kDa. Ideale per studi di immunologia e risposta immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	HLA-DRA Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	HLA-DRA1; HLA-DRA
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3122
GeneID	3122
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 100-200 dell'HLA-DRA umano (P01903).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P01903
Peso Proteico	29kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio