

## Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Hla-Drb4 Per Wb E Elisa - P13762

Numero articolo: CM0002462

### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro l'HLA-DRB4 umano (catena beta 4 MHC di classe II). Convalidato per WB e ELISA. Presenta antigeni processati ai linfociti T CD4+, essenziale per studi sull'immunità adattativa e lo sviluppo di test IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                              |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | HLA-DRB4 Rabbit mAb                                                                                                 |
| Note/Alias          | DR4; DRB4; HLA-DRB; HLA-DR4B; HLA-DRB4                                                                              |
| Specie              | Umana                                                                                                               |
| GeneID (Umana)      | 3126                                                                                                                |
| GeneID              | 3126                                                                                                                |
| Immunogeno          | Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli aminoacidi 50-150 dell'HLA-DRB4 umano (P13762). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                            |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                               |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                           |
| Reattività crociata | Umana                                                                                                               |
| SWISS               | P13762                                                                                                              |
| Peso proteico       | 30kDa                                                                                                               |
| Spedizione          | Sacco di ghiaccio                                                                                                   |