


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Hltf Per Wb, Elisa - Q14527

Numero articolo: CM0012335



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro HLTf (SWISS Q14527) per Western blot e ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Bersaglia l'ATPasi DNA-dipendente/E3 ligasi coinvolta nella tolleranza al danno del DNA e nella regolazione della cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HLTf Rabbit mAb
Note/Alias	ZBU1; HLTf1; RNF80; HIP116; SNF2L3; HIP116A; SMARCA3; HLTf
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	6596
ID gene	6596
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 900-1009 di HLTf umano (Q14527).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q14527
Peso proteico	114kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio