

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Hmg20B [Validato Ko] Per Wb Ed Elisa - Q9P0W2

Numero articolo: CM0021752

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro HMG20B (BRAF35, SMARCE1r). Validato per WB ed ELISA; reagisce con specie umana, murina e ratto. Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare e sulla cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HMG20B pAb di coniglio [Validato KO]
Note/alias	SOXL; HMGX2; BRAF25; BRAF35; HMGXB2; PP7706; pp8857; SMARCE1r; 08
Specie	Umana
GenelD	10362
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9P0W2
Peso della proteina	36 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante