

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Hnf3B/Foxa2 Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Y261

Numero articolo: CM0003068



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che riconosce HNF3 β /FOXA2 umano (Q9Y261). Adatto per applicazioni WB, IF/ICC, IP e ELISA. Ideale per la ricerca su sviluppo, omeostasi glucidica e funzione epatica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HNF3 β /FOXA2 Rabbit mAb
Note/Alias	HNF3B; TCF3B; HNF-3-beta; HNF3 β /FOXA2
Specie	Umana
GeneID (umano)	3170
GeneID	3170
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di HNF3 β /FOXA2 umano (Q9Y261)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q9Y261
Peso proteico	48kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio