


Anticorpo Policlonale Anti-Hnrnp A1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09651

Numero articolo: CM0025611



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia hnRNP A1 umano (P09651). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con Uomo, Topo, Ratto. Ideale per la ricerca sullo splicing, il trasporto dell'RNA e l'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	hnRNP A1 Rabbit pAb
Note/Altri nomi	UP 1; ALS19; ALS20; HNRPA1; IBMPFD3; HNRPA1L3; hnRNP A1; hnRNP-A1
Specie	Uomo
ID genico (Uomo)	3178
ID genico	3178
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi da 1 a 372 di hnRNP A1 umano (NP_112420.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P09651
Peso proteico	39kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio