


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Hnrrnp A2B1 [Validato Kd] Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P22626

Numero articolo: CM0008190



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Anti-hnRNP A2B1, validato KD, per Western blot, IHC, IF e ELISA. Rileva hnRNP A2B1 di origine umana, murina e ratto. Immunogeno peptidico; 37 kDa. Ideale per la ricerca sul processamento dell'RNA e l'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Validato KD] hnRNP A2B1 Rabbit mAb
Note/Alias	RNPA2; HNRPA2; HNRPB1; SNRPB1; HNRNPA2; HNRNPB1; IBMPFD2; HNRPA2B1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	3181
GeneID	3181
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 151-250 di HNRNPA2B1 umano (NP_112533.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P22626
Peso proteico	37 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio