

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Hnrnp E1/Pcbp1 Per Wb, Elisa - Q15365

Numero articolo: CM0003667



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che si lega a PCBP1 umano (hnRNP E1). Validato per WB ed ELISA; cross-reagisce con topo e ratto. Proteina legante Poly(rC) coinvolta nella elaborazione dell'RNA e nell'eritropoiesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome del prodotto	hnRNP E1/PCBP1 mAb di coniglio
Note/Alias	HNRPX; HNRPE1; hnRNP-X; HEL-S-85; hnRNP-E1; hnRNP E1/PCBP1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5093
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di PCBP1 umano (Q15365)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q15365
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio