


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Hnrrnp Q/Syncrip Per Wb, Ihc-P, Elisa - O60506

Numero articolo: CM0030908



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting hnRNP Q/SYCRIP, validato per applicazioni WB, IHC-P, ELISA. Rileva l'hnRNP Q endogeno in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per studi sulla elaborazione dell'mRNA e sulla regolazione della traduzione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	hnRNP Q/SYCRIP Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	PP68; NSAP1; GRYRBP; HNRNPQ; HNRPQ1; GRY-RBP; hnRNP-Q; hnRNP Q/SYCRIP
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10492
GeneID	10492
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 dell'hnRNP Q umano /hnRNP Q/SYCRIP (NP_001153146.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	O60506
Peso proteico	70kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio