

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Hnrpll Per Wb, Elisa - Q8Wvv9

Numero articolo: CM0018671



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio Anti-HNRPLL validato per WB e ELISA. Riconosce HNRPLL (fattore regolatore dell'RNA stromale) umano, murino e ratto, un regolatore chiave dello splicing alternativo in vari tessuti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	HNRPLL Rabbit pAb
Note/Alias	SRRF; HNRPLL
Specie	Umano
GeneID (umano)	92906
GeneID	92906
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 250-350 di HNRPLL umano (NP_612403.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8WVV9
Peso Proteico	60kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio