


Anticorpo Policlonale Anti-Hp1 Alpha/Cbx5 Per Wb, If/Icc, Elisa - P45973

Numero articolo: CM0015781



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-HP1 alpha/CBX5 di alta qualità convalidato per WB, IF/ICC e ELISA. Riconosce l'HP1 alpha umano e murino, un omologo della proteina 1 dell'eterocromatina coinvolto nella repressione epigenetica e nella formazione del cinetocore. Ideale per la ricerca sulla cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[KO Validated] HP1 alpha/CBX5 Rabbit pAb
Note/Alias	HP1; HP1A; HEL25; X5
Specie	Umano
ID gene (Umano)	23468
Immunogeno	Proteina ricombinante di fusione contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 di HP1 alpha/CBX5 umano (NP_001120794.1)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	P45973
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Ghiaccio sintetico