

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Hp1 Gamma/Cbx3 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q13185

Numero articolo: CM0023189



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro HP1 gamma/CBX3, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Riconosce umano, topo, ratto. Peso molecolare: 21 kDa. Ideale per la ricerca sull'eterocromatina e l'epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[KO Validated] HP1 gamma/CBX3 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	HECH; HP1-GAMMA; HP1Hs-gamma; X3
Specie	Umano
GenelD (Umano)	11335
GenelD	11335
Immunogeno	Proteina ricombinante: proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-183 di HP1 gamma/CBX3 umano (NP_009207.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazioni	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13185
Peso proteico	21 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio