


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Hpcal1 Per Wb, Ip, Elisa - P37235

Numero articolo: CM0023663



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio prodotto contro HPCAL1 umano (proteina simile all'ippocalcina 1). Validato per Western blot, immunoprecipitazione ed ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Bersaglio di ~22 kDa. Adatto per studi sulla segnalazione del calcio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HPCAL1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	BDR1; HLP2; VILIP-3; HPCAL1
Specie	Umano
ID Gene	3241
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-193 di HPCAL1 umano (NP_002140.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P37235
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio