


Anticorpo Policlonale Anti-Hras Per Wb, If/Icc, Elisa - P01112

Numero articolo: CM0017052



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro HRAS umano (GTPasi HRas, p21ras). Validato per WB, IF/ICC, ELISA; presenta reattività crociata con il topo. Adatto allo studio della segnalazione Ras-MAPK e alla ricerca sugli oncogeni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	HRAS Rabbit pAb
Note/alias	CTLO; HAMSIV; HRAS1; RASH1; p21ras; C-H-RAS; H-RASIDIX; C-BAS/HAS; C-HA-RAS1; HRAS
Specie	Uomo
ID del gene	3265
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-189 di HRAS umano (NP_005334.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	P01112
Peso della proteina	21 kDa
Spedizione	Confezione refrigerata con ghiaccio