

## Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Hsd17B13 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q7Z5P4

Numero articolo: CM0012265



### introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio mirato all'HSD17B13 umano (Q7Z5P4), validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA, con reattività crociata nel topo e nel ratto. Adatto per la ricerca sul metabolismo lipidico epatico e lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                                     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | HSD17B13 Rabbit mAb                                                                                                                                        |
| Osservazioni/Alias  | FLDP; SCDR9; NIIL497; SDR16C3; HMFN0376                                                                                                                    |
| Specie              | Umano                                                                                                                                                      |
| GenelD (Umano)      | 345275                                                                                                                                                     |
| GenelD              | 345275                                                                                                                                                     |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante   Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 34-300 dell'HSD17B13 umano (NP_835236.2). |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                                                   |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                                                      |
| Applicazione        | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                                                     |
| Reattività crociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                                                         |
| SWISS               | Q7Z5P4                                                                                                                                                     |
| Peso proteico       | 34kDa                                                                                                                                                      |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                                                         |