

Anticorpo Monoclonale Anti-Hspa12A Per Wb E Elisa - O43301

Numero articolo: CM0003652

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro l'HSPA12A umano, adatto per Western blot e ELISA. Rileva l'HSPA12A endogeno in campioni umani, di topo e ratto. Ideale per lo studio del traffico mediato da SORL1 e della risposta allo shock termico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	HSPA12A Rabbit mAb
Note/Alias	HSPA12A ; HSPA12A
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	259217
GeneID	259217
Immunogeno	Peptide sintetico[Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50-150 dell'HSPA12A umano (O43301).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O43301
Peso proteico	75 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio