


Anticorpo Monoclonale Anti-Hspa2 Per Wb, If/Icc, Elisa - P54652

Numero articolo: CM0012683



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità diretto contro HSPA2 umano (HSP70-2), adatto per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce anche con le proteine di topo e ratto. Ideale per lo studio del controllo della qualità proteica mediato da chaperoni e della spermatogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb HSPA2 di coniglio
Note/Alias	HSP70-2; HSP70-3; HSPA2
Specie	Umano
GeneID (umano)	3306
GeneID	3306
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P54652
Peso della proteina	70 kDa
Spedizione	Ghiaccio refrigerante