

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Hspa4 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P34932

Numero articolo: CM0002807

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta specificità contro HSPA4 umana (proteina 4 da 70 kDa da shock termico). Validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Adatto per studi sulla risposta allo stress e sul ripiegamento proteico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	HSPA4 Rabbit mAb
Note/Alias	RY; APG-2; HSPH2; hsp70; hsp70RY; HEL-S-5a; HS24/P52; HSPA4
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3308
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 700-800 di HSPA4 umana (P34932).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P34932
Peso Proteico	94 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio