


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Igg3 Umana Per Wb, Elisa - P01860

Numero articolo: CM0007519



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-IgG3 umana adatto per WB ed ELISA. Riconosce la regione costante (aa 99-167) dell'IgG3 umana (UniProt P01860) per la ricerca sull'immunità umorale e la rilevazione degli anticorpi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-IgG3 umana
Note/alias	IgG3; IgG3 umana
Specie	Umana
ID del gene (umano)	3502
ID del gene	3502
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P01860
Peso della proteina	41KDa/49KDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante