

Anti-Icam2/Cd102 Coniglio Polymab® Per Wb, Ihc-P, Elisa - P35330

Numero articolo: CM0006114



introduzione

Anti-ICAM2/CD102 Coniglio PolymAb® (monoclonale ricombinante) validato per WB, IHC-P, ELISA. Riconosce ICAM2 di topo, una molecola di adesione cellulare coinvolta nella migrazione dei leucociti. Immunogeno ricombinante, 31kDa, spedizione su ghiaccio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ICAM2/CD102 Coniglio PolymAb®
Osservazioni/Alias	CD102; Ly-60; Icam-2
Specie	Topo
GeneID (Umano)	3384
GeneID	15896
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-222 di ICAM2/CD102 di topo (NP_034624.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P35330
Peso Proteico	31kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio