


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Icam3 Per Wb, Elisa - P32942

Numero articolo: CM0024941



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ICAM3 umano (CD50), validato per WB ed ELISA. Ideale per lo studio dell'adesione leucocitaria, della fagocitosi e delle interazioni delle cellule dendritiche. Reattività crociata con l'uomo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ICAM3 Rabbit pAb
Note/Alias	CD50; CDW50; ICAM-R; ICAM3
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3385
ID Gene	3385
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 270-490 di ICAM3 umano (NP_002153.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P32942
Peso proteico	60kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio