

Anticorpo Monoclonale Anti-Icam5 (Telenchefalina) Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q60625

Numero articolo: CM0009046

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia l'ICAM5 (Telenchefalina) murino, validato per WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con esseri umani, topi e ratti. Adatto per la ricerca neuroscientifica sull'adesione neuronale e la dendritogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ICAM5 Rabbit mAb
Note / Alias	TLN; CD50; Tlcn; Icam3; ICAM-3; ICAM-5
Specie	Topo
GeneID (Umano)	7087
GeneID	15898
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 32-227 dell'ICAM5 murino (NP_032345.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q60625
Peso proteico	97kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio