


Anticorpo Monoclonale Anti-Icos/Cd278 Per Wb E Elisa - Q9Y6W8

Numero articolo: CM0012342



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro ICOS/CD278 umano, validato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Bersaglia un recettore co-stimolatore chiave delle cellule T, fondamentale per le risposte immunitarie e la produzione di anticorpi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ICOS/CD278 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	AILIM; CD278; CVID1; ICOS/CD278
Specie	Umano
GeneID	29851
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di ICOS/CD278 umano (Q9Y6W8)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y6W8
Peso Proteico	23kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio