

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Id1 Per Wb & Elisa - P41134

Numero articolo: CM0026351

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-ID1 di alta qualità per applicazioni WB ed ELISA. Validato su campioni umani, di topo e di ratto. Mira alla proteina inibitrice del legame al DNA ID-1 con un peso molecolare di 16 kDa. Ideale per studiare la regolazione trascrizionale, la differenziazione cellulare e i ritmi circadiani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ID1 Rabbit pAb
Note/Alias	ID; bHLHb24; ID1
Specie	Umano
GeneID (umano)	3397
GeneID	3397
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-155 di ID1 umano (NP_002156.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P41134
Peso Proteico	16kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio