

Anticorpo Monoclonale Coniugato Con Coniglio Anti-Idh1 Per Wb, If/Icc, Elisa - O75874

Numero articolo: CM0007639



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro l'IDH1 umano, validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto. Rileva la deidrogenasi NADP-isocitrato citoplasmatica cruciale per la generazione di NADPH e le vie metaboliche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio IDH1
Note/Alias	IDH; IDP; IDCD; IDPC; PICD; HEL-216; HEL-S-26; IDH1
Specie	Umano
ID gene (Umano)	3417
ID gene	3417
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O75874
Peso molecolare proteico	47kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante