

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Idh2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P48735

Numero articolo: CM0003306



introduzione

CamelBio offre l'mAb IDH2 di coniglio (P48735) per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Rileva l'IDH2 umano, di topo e di ratto. Affidabile per la ricerca sul metabolismo e gli studi sulle malattie. Approvvigionamento one-stop per IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb IDH2 di coniglio
Annotazioni/Alias	IDH; IDP; IDHM; IDPM; ICD-M; IDH-2; D2HGA2; mNADP-IDH; IDH2
Specie	Umana
GeneID (Umano)	3418
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 353-452 dell'IDH2 umano (P48735)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P48735
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio