


Anticorpo Policlonale Anti-Igf2Bp3 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - O00425

Numero articolo: CM0029972



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro IGF2BP3 umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sulle proteine leganti l'RNA in oncologia e biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	IGF2BP3 Rabbit pAb
Note/Alias	KOC, CT98, IMP3, KOC1, IMP-3, VICKZ3, IGF2BP3
Specie	Umano
GeneID	10643 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 300-579 di IGF2BP3 umano (NP_006538.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O00425
Peso Proteico	64kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio