

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Igfbp7 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q16270

Numero articolo: CM0010195



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità specifico per IGFBP7 umano (Q16270). Validato per Western blot, IF/ICC e ELISA; presenta reazione crociata con topo e ratto. Ideale per ricerche su angiogenesi, adesione cellulare e oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	IGFBP7 Rabbit mAb
Note / Alias	AGM; PSF; TAF; FSTL2; IBP-7; MAC25; IGFBP-7; RAMSVPS; IGFBP-7v; IGFBPRP1; IGFBP7
Specie	Uomo
ID gene (umano)	3490
ID gene	3490
Immunogeno	Peptide sintetico: peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50 e 150 di IGFBP7 umano (Q16270).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q16270
Peso proteico	29 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio