


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ikk β Per Wb, Elisa - O14920

Numero articolo: CM0018518



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro IKK β (IKK2, IKBKB) adatto per Western blot ed ELISA. Reagisce in modo crociato con umano e topo. Ideale per lo studio della segnalazione NF-kappa-B, delle risposte immunitarie e delle malattie infiammatorie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	IKK β Rabbit pAb
Note/Alias	IKK2; IKBK; IMD15; IMD15A; IMD15B; NFKBKB; IKK-beta; IKK β
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3551
GeneID	3551
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 400-669 di IKK β (NP_001547.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	O14920
Peso Proteico	29-87 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio