


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ikzf2 Per Wb Ed Elisa - Q9Uks7

Numero articolo: CM0016932



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro IKZF2 umano (Helios), validato per WB ed ELISA. Reagisce anche con campioni di topo e ratto. Per lo studio della stabilità dei Treg, della repressione di IL-2 e dello sviluppo dell'udito. Q9UKS7.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	IKZF2 Rabbit pAb
Note/Alias	ANF1A2; HELIOS; ZNF1A2; ZNFN1A2; IKZF2
Specie	Umano
GeneID (umano)	22807
GeneID	22807
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 300-440 di IKZF2 umano (NP_001072994.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9UKS7
Peso della proteina	60 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante