

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-IL-21 Per Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q9Hbe4

Numero articolo: CM0008642



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-IL-21 umano, validato per WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Reagisce con campioni umani e di ratto. Targetizza la citochina IL-21, coinvolta nell'immunità, nella generazione delle cellule Tfh e nella produzione di anticorpi da parte delle cellule B. Adatto per la ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-IL-21
Note/alias	Za11; IL-21; CVID11
Specie	Umano
ID del gene (umano)	59067
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-162 dell'IL-21 umano (NP_068575.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, ratto
SWISS	Q9HBE4
Peso della proteina	18 kDa/19 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante