


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-IL-6 Per Wb, If/Icc, Elisa - P05231

Numero articolo: CM0013608



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-IL-6 validato per WB, IF/ICC, ELISA in esseri umani, topi e ratti. Targetizza la citochina IL-6 (P05231), coinvolta nell'immunità, nell'infiammazione e nel metabolismo. Ideale per saggi diagnostici e di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	IL-6 Rabbit pAb
Note/Alias	CDF; HGF; HSF; BSF2; IL-6; BSF-2; IFNB2; IFN-beta-2; IL6
Specie	Essere umano
ID del gene (essere umano)	3569
ID del gene	3569
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 30-212 dell'IL6 umano (NP_000591.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Essere umano, topo, ratto
SWISS	P05231
Peso della proteina	24kDa
Spedizione	Borsa refrigerante