

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-IL12 Per Wb Ed Elisa - P29460

Numero articolo: CM0005527



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-IL12 di alta qualità per WB ed ELISA, mirato alla subunità beta dell'IL-12 umana (IL12B), una citochina cruciale per la crescita delle cellule T/NK e la produzione di IFN-gamma. Adatto per la ricerca in immunologia e lo sviluppo di IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb coniglio IL12
Note/Alias	CLMF; NKSF; CLMF2; IMD28; IMD29; NKSF2; IL-12B; IL12
Specie	Umano
GeneID	3593
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-328 dell'IL12 umana. (NP_002178.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P29460
Peso Proteico	37kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio