


Anticorpo Policlonale Anti-IL12A Per Wb, Elisa - P29459

Numero articolo: CM0024075



introduzione

IL12A Rabbit pAb (P29459) è un anticorpo policlonale prodotto contro un peptide sintetico compreso tra gli amminoacidi 50-150 dell'IL12A umano. Adatto per WB e ELISA con reattività crociata verso l'IL12A di uomo, topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	IL12A Rabbit pAb
Note/Alias	P35; CLMF; NFSK; NKSF1; IL-12A; IL12A
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	3592
GeneID	3592
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50-150 dell'IL12A umano (NP_000873.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P29459
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio