

Anticorpo Policlonale Anti-IL17Rd Per Wb Ed Elisa - Q8Nfm7

Numero articolo: CM0017827

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce l'IL17RD umano (SEF, IL17RLM), validato per WB ed ELISA. Rileva l'IL17RD umano, di topo e di ratto. Adatto per studiare la segnalazione FGF, l'inibizione della via Ras-MAPK e la localizzazione del recettore.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb Coniglio anti-IL17RD
Note/Alias	SEF; HH18; IL-17RD; IL17RLM; IL17RD
Specie	Umano
GeneID (Umano)	54756
GeneID	54756
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 150-300 dell'IL17RD umano (NP_060033.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8NFM7
Peso Molecolare Proteico	82kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio