


Anticorpo Policlonale Anti-IL2 Di Coniglio Per Wb, Elisa - P60568

Numero articolo: CM0013277



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega all'Interleuchina-2 (IL-2) umana. Validato per applicazioni WB ed ELISA. Ideale per lo studio della proliferazione delle cellule T, della tolleranza immunitaria e della segnalazione delle citochine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	IL2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	IL-2; TCGF; linfocina; IL2
Specie	Umano
GeneID	3558
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-153 dell'IL2 umana (NP_000577.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P60568
Peso proteico	18 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio