

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-IL22 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Gzx6

Numero articolo: CM0029871



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro IL22 umano, adatto per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce incrociatamente con umano, topo e ratto. Ideale per lo studio dell'infiammazione, della funzione di barriera epiteliale e della medicina rigenerativa. SWISS: Q9GZX6.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	IL22 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	TIFA; IL-21; IL-22; ILTIF; IL-TIF; IL-D110; zcyto18; TIFIL-23; IL22
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	50616
ID Gene	50616
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 34-179 dell'IL22 umano (NP_065386.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9GZX6
Peso proteico	20kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio