

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-IL26 Per Wb, Elisa - Q9Nph9

Numero articolo: CM0005754

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità specifico per l'Interleuchina-26 umana (IL26). Validato per Western blotting e ELISA. Adatto per la ricerca sull'immunità mucosale e sulla malattia infiammatoria intestinale. Banda prevista ~20kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	IL26 mAb coniglio
Osservazioni/Alias	AK155; IL-26; IL26
Specie	Umano
GeneID (Umano)	55801
GeneID	55801
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 50-154 dell'IL26 umana (NP_060872.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q9NPH9
Peso proteico	20kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio