

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-IL33 Per Wb, Elisa - O95760

Numero articolo: CM0031073



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio CamelBio anti-IL33 per WB ed ELISA, rileva IL33 umana, murina e di ratto. Adatto per studiare la differenziazione Th2, la segnalazione di alarmine e l'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Anti-IL33
Note/Alias	DVS27; IL1F11; NF-HEV; NFEHEV; C9orf26; IL33
Specie	Umana
GeneID (umano)	90865
GeneID	90865
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 110-190 di IL33 umana (NP_254274.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	O95760
Peso Proteico	31kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio