

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-IL36R Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Hb29

Numero articolo: CM0014708



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro IL36R umano (recettore simile all'IL-1 2), validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano e topo. Adatto per studiare la segnalazione IL-36 nelle risposte infiammatorie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	IL36R pAb coniglio
Osservazioni/Alias	IL-36R; IL1RRP2; IL-1Rrp2; IL1R-rp2; IL36R
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	8808
Gene ID	8808
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-116 di IL36R umano (NP_003845.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	Q9HB29
Peso proteico	65kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio