

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-IL4 Per Wb, Elisa - P07750

Numero articolo: CM0006910

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro IL-4 murina, validato per WB ed ELISA. Ideale per la ricerca sulla regolazione immunitaria, l'infiammazione e la risposta delle cellule B. - P07750.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	IL4 Rabbit mAb
Note/Alias	IL-4; BSF-1; IL4
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	3565
GeneID	16189
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-140 di IL4 murina (NP_067258.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	P07750
Peso della proteina	16 kDa
Spedizione	Ghiaccio sintetico