

Mab Coniglio Anti-Insulin-Degrading Enzyme (Ide) Per Wb E Elisa - P14735

Numero articolo: CM0003446



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro l'insulin-degrading enzyme (IDE) validato per WB e ELISA. Riconosce l'IDE umano, di topo e di ratto; ideale per applicazioni di ricerca su malattie metaboliche e neurodegenerative.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Insulin-degrading enzyme (IDE) mAb di coniglio
Annotazioni/Alias	INSULYSIN; Insulin-degrading enzyme (IDE)
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	3416
ID gene	3416
Immunogeno	`Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P14735
Peso proteico	118 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio