

## Anticorpo Monoclonale Anti-Integrina Alfa 3/Cd49C Per Ihc-P, Fc, Elisa - P26006

Numero articolo: CM0011416

### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro l'integrina alfa 3/CD49c umana, adatto per IHC-P, FC, ELISA. Riconosce una proteina da 117kDa coinvolta nell'adesione cellulare, nell'invasione e nell'infezione microbica. Ideale per la ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                            |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | Integrina alfa 3/CD49c mAb di coniglio                                                                                                            |
| Osservazioni/Alias  | JEB7; VL3A; CD49C; FRP-2; GAPB3; ILNEB; MSK18; VCA-2; VLA3a; GAP-B3                                                                               |
| Specie              | Umano                                                                                                                                             |
| GenelD (Umano)      | 3675                                                                                                                                              |
| GenelD              | 3675                                                                                                                                              |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 466-620 dell'integrina alfa 3/CD49c umana (NP_002195.1). |
| Sorgente            | Coniglio                                                                                                                                          |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                                             |
| Applicazione        | IHC-P, FC, ELISA                                                                                                                                  |
| Reattività crociata | Umano                                                                                                                                             |
| SWISS               | P26006                                                                                                                                            |
| Peso proteico       | 117kDa                                                                                                                                            |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                                                |