

Anticorpo Monoclonale Anti-Integrina-B1/Cd29 Per If/Icc, Elisa - P05556

Numero articolo: CM0002122



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che targeting l'Integrina- β 1/CD29 umana (P05556). Validato per IF/ICC ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per ricerche sull'adesione cellulare e sulla segnalazione delle integrine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Integrina- β 1/CD29 mAb di coniglio
Osservazioni/Alias	CD29; FNRB; MDF2; VLAB; GPIIA; MSK12; VLA-BETA; Integrina- β 1/CD29
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3688
ID Gene	3688
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-728 dell'Integrina- β 1/CD29 umana (NP_002202.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P05556
Peso proteico	88kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio